

FAQ- Häufig gestellte Fragen

Wie lange halten TESTENEERS®?

TESTENEERS® sind bei sachgemäßer Anwendung und Pflege unbegrenzt haltbar. Sollten Ihnen ein TESTENEER® verloren gehen oder beschädigt werden, können wir innerhalb kürzester Zeit Ersatz schaffen. Da jedes TESTENEER® speziell für Ihre Zähne digital konstruiert wird, ist der Datensatz jederzeit abrufbar und somit jedes TESTENEER® schnell reproduzierbar.

Wie viele Termine sind für mein Lächeln2go nötig?

Es sind 2 Termine nötig.

Im ersten Termin erfolgt mit Hilfe unseres Ästhetikchecks eine detaillierte Analyse der Ausgangssituation. Wir besprechen mit Ihnen Ihre Wünsche und Vorstellungen und designen danach Ihr Wunschlächeln. Dieses wird beim zweiten Termin angepasst.

Wie lange muss ich nach dem ersten Termin auf mein neues Lächeln warten?

Die Fertigung der TESTENEERS® ist nach vorheriger Absprache innerhalb eines Tages möglich.

Verursacht die Herstellung meines Wunschlächelns Schmerzen?

Nein. Die TESTENEERS® werden immer vor einer zahnärztlichen Behandlung, auf den unbeschleunigten Zähnen gefertigt. Das ist absolut schmerzfrei.

Wie viele Testeneers benötige ich für mein Lächeln2go?

Das ist von der individuellen Situation abhängig. Man kann schon mit einem einzelnen TESTENEER® sehr gute Ergebnisse erzielen. Für eine komplette Veränderung Ihres Lächelns sind normalerweise 6-8 Testeneers nötig. Diese können im Ober- und im Unterkiefer gefertigt werden.

Wie kann ich mein Lächeln2go im Alltag nutzen?

Die TESTENEERS® haben einen hohen Tagekomfort.

Sie können die TESTENEERS® je nach Bedarf mehrere Stunden oder auch den gesamten Tag tragen. Man kann mit ihnen problemlos sprechen und trinken. Zum Essen und vor dem zu Bett gehen müssen sie jedoch entfernt werden.

Wie werden die TESTENEERS® auf meinen natürlichen Zähnen befestigt?

Dies erfolgt mit Hilfe eines speziell entwickelten Fixiergels. Dieses ist geruchs- und geschmacksneutral. Es lässt sich mit einer Zahnbürste und handelsüblicher Zahnpasta rückstandsfrei von Ihren Zähnen entfernen.

Schadet das Tragen der TESTENEERS® meinen Zähnen?

Nein. Bei normaler Zahnpflege (morgens und abends putzen) ist das Tragen der TESTENEERS® völlig unbedenklich.

Wo bekomme ich mein Lächeln2go?

Lächeln2go ist in ausgewählten, lizenzierten TESTENEER®- Studios und kooperierenden Zahnarztpraxen bundesweit erhältlich.

Sind TESTENEERS® made in Germany?

TESTENEERS® werden ausschließlich in führenden deutschen Dentallaboren hergestellt. Die lizenzierten Studios und Zahnarztpraxen unterliegen einem Qualitätssiegel. Das Qualitätssiegel steht für einen hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandard bei der Herstellung und den verwendeten Materialien, deren Einhaltung durch regelmäßige Kontrolle sichergestellt wird.

Stand Mai 2013